

THORAXDRAINAGE-ANLAGE-SET TYP PROFI



PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses Thoraxdrainage-Anlage-Set Typ Profi ist für die komplette Anlage von ein- bzw. beidseitigen Thoraxdrainagen konzipiert worden. Das Set wurde für Anwender*innen prozessorientiert gepackt und die Vakuumverpackung garantiert eine platzsparende Lagerung in RTW's, Hubschraubern, Krankenhäusern u.v.m.

Die benötigten Materialien und Einmal-Instrumente aus hochwertigem Medizinstahl eignen sich auch für kleinere chirurgische Eingriffe. Das Set Typ Profi wurde in direkter Zusammenarbeit mit der DRF Luftrettung entwickelt.



EIGENSCHAFTEN

- 1 x Nierenschale aus lebensmittelechtem Kunststoff, dunkelblau
- 10 x Mulltupfer, pflaumengroß
- 1 x Vliesstoff, blau, 60 x 60 cm
- 1 x Präparierschere, Metzenbaum, gebogen, 180 mm
- 1 x Chirurgische Pinzette, 1x2 Zähne, Standard-Modell, 145 mm
- 1 x Kornzange, gebogen, mit Sperre, 200 mm
- 3 x Arterienklemme, Halsted-Mosquito, gerade, 125 mm
- 1 x Arterienklemme, Kocher, 1x2 Zähne, gerade, 140 mm
- 1 x Nadelhalter, Hegar-Mayo, mittelfeines Modell, 150 mm
- 2 x Mersilene EH7350H, metric 4, Nadel CP-1, 75 cm
- 2 x Epidural-Abdecktuch, transparent
- 6 x Schlitzkompressen 10 x 10 cm, Vliwasoft
- 1 x OP-Handschuhe, Größe 7,5
- 1 x OP-Handschuhe, Größe 8,5
- 1 x OP-Maske, grün, mit Ohrschlaufe
- 1 x Sicherheitsskalpell Präzisa Plus Fig.10
- 1 x Sicherheitsskalpell Präzisa Plus Fig.11



Artikelnr. 35102



1A MEDIZINTECHNIK GMBH

Liebauweg 6 | 46395 Bocholt, Germany

T +49 28 71-24 113-0 | F +49 28 71-24 113 99

info@1a-medizintechnik.de | www.1a-medizintechnik.de

1A Medizintechnik
Der Fachhandel für Notfallmedizin